

SZENT IMRE EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ	BETEGTÁJÉKOZTATÓ KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI OSZTÁLY	FNY1028/19-2020.06.08. Változat: 1
Tárgy: Betegtájékoztató dinamikus vese izotóp vizsgálatához		Oldalszám: 1/1

BETEGTÁJÉKOZTATÓ DINAMIKUS VESE IZOTÓP VIZSGÁLATHOZ

Tájékoztató:

Mire jó a vizsgálat?

A vesén át kiválasztódó izotóppal a vesék működése, valamint a vizeletelfolyás dinamikája vizsgálható.

Mit tegyünk a vizsgálat előtt?

Fontos, hogy a vizsgálat előtt sok folyadékot fogyasszon (0,5-1 liter).

Nem kell éhgyomorral érkeznie. Hozza magával előző, vesével kapcsolatos vizsgálatainak eredményét.

Hogyan zajlik a vizsgálat?

A vizsgálat során a gamma kamera alatt vénás injekcióban egy kis mennyiségű izotóppal jelzett anyagot adunk, mely a vesén keresztül választódik ki. A beadás után azonnal indul a vizsgálat, felvételeket készítünk 30 percig, eddig kell mozdulatlanul feködni. A vizsgálat közben vízhajtó vénás beadására is szükség lehet.

Általános tudnivalók:

A radioaktív anyag, melyet kap, nem rendelkezik semmilyen mellékhatással, allergiás tünetek nem szoktak előfordulni.

Nem ajánlott az izotópos vizsgálat elvégzése, amennyiben Ön terhes vagy valószínűleg terhes. Kérjük, a vizsgálat előtt tájékoztassa kollégáinkat, hogy terhes-e, vagy szoptat-e csecsemőt!

A vizsgálat után ehet és ihat, mint máskor. Elmehet bárhová, ahová szeretne.

Amennyiben megoldható a vizsgálat napján tartsa magát távol kisgyermektől és várandós nőktől, a felesleges sugárzás elkerülése érdekében.

A betegtájékoztató érvényességi ideje: a kiadás időpontjától számítva a dokumentum legalább két évente felülvizsgálat-köteles, amennyiben módosítás nem szükséges, úgy a dokumentum kétszer hosszabbítható (MF03 Dokumentumok, adatok és feljegyzések kezelése 5.10. fejezet).